

TAMIS D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE Ø 250 MM - HAUTEUR 55 MM TOILE TISSEE

Normes de Référence : ISO 3310-1 & NF EN 933-2

Tamis d'analyse granulométrique de précision entièrement en acier inoxydable pour le contrôle des sols et granulats en laboratoire. Son diamètre de 250 mm offre un compromis idéal entre surface de travail et encombrement. Livré avec certificat de conformité usine.



Spécifications des Références (Ouvertures de Mailles)

- CT249/25.1 : Ouverture de maille 32 µm
- CT250/25.2 : Ouverture de maille 45 µm
- CT252/25.1 : Ouverture de maille 63 µm
- CT253/25.1 : Ouverture de maille 80 µm
- CT253/25.1R : Ouverture de maille 80 µm (renforcé)
- CT253/25.2 : Ouverture de maille 90 µm
- CT254/25.1 : Ouverture de maille 100 µm
- CT254/25.2 : Ouverture de maille 120 µm
- CT255/25.1 : Ouverture de maille 125 µm
- CT256/25.1 : Ouverture de maille 160 µm
- CT256/25.2 : Ouverture de maille 180 µm
- CT257/25.1 : Ouverture de maille 200 µm
- CT258/25.1 : Ouverture de maille 250 µm
- CT259/25.1 : Ouverture de maille 315 µm
- CT260/25.1 : Ouverture de maille 400 µm
- CT261/25.1 : Ouverture de maille 500 µm
- CT262/25.1 : Ouverture de maille 630 µm
- CT263/25.1 : Ouverture de maille 800 µm
- CT264/25.1 : Ouverture de maille 1,00 mm
- CT264/25.2 : Ouverture de maille 1,20 mm
- CT265/25.1 : Ouverture de maille 1,25 mm
- CT266/25.1 : Ouverture de maille 1,60 mm
- CT266/25.2 : Ouverture de maille 1,80 mm
- CT267/25.1 : Ouverture de maille 2,00 mm
- CT268/25.1 : Ouverture de maille 2,50 mm
- CT269/25.1 : Ouverture de maille 3,15 mm

Caractéristiques Techniques générales

- **Dimensions** : Diamètre nominal 250 mm | Hauteur utile 55 mm.
- **Matériaux** : Cadre et toile tissée 100 % acier inoxydable.
- **Emboîtement** : Standardisé (compatible avec couvercles et fonds récepteurs 250 mm).
- **Conformité** : Conforme aux normes ISO 3310-1 et NF EN 933-2.

Conseils d'Entretien

- **Utilisation** : Empilez par ordre décroissant sur un fond récepteur 250 mm.
- **Charge** : Ne surchargez pas la toile pour préserver la précision du tamisage.
- **Nettoyage** : Délogez les grains à la brosse synthétique souple ou au bain à ultrasons. Jamais d'outils métalliques.
- **Entretien & Stockage** : Lavage à l'eau tiède, séchage complet et rangement à plat au sec.

CTRMAT — La Rigueur du Labo, la Force du Terrain

Siège social : 6 Chemin de la bourgogne 95590 Presles

Tél : 01 85 13 27 02 | Email : contact@ctrmat.fr | Web : www.ctrmat.fr SIRET :

98222516100016 | TVA : FR86982225161 | Capital : 20 000 €

Photos et documents non contractuels

