

TAMIS D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE Ø 315 MM - HAUTEUR 77 MM TOILE TISSEE

Normes de Référence : ISO 3310-1

Le tamis d'analyse granulométrique professionnel Ø 315 mm est un équipement de métrologie conçu pour la séparation et le contrôle de la distribution dimensionnelle des grains dans les sols, granulats et matériaux de construction. Fabriqué intégralement en acier inoxydable haute résistance, il offre une surface de tamisage supérieure adaptée aux charges d'échantillons importantes sans risque de débordement.



Spécifications des Références (Ouvertures de Mailles)

- | | |
|---|---|
| • <u>CT250/3.1</u> : Ouverture de maille de 45 µm | • <u>CT259/3.1</u> : Ouverture de maille de 315 µm |
| • <u>CT252/3.1</u> : Ouverture de maille de 63 µm (Toile tissée inox renforcée). | • <u>CT260/3.1</u> : Ouverture de maille de 400 µm |
| • <u>CT253/3.1</u> : Ouverture de maille de 80 µm | • <u>CT261/3.1</u> : Ouverture de maille de 500 µm |
| • <u>CT253/3.1R</u> : Ouverture de maille de 80 µm (Toile tissée inox renforcée). | • <u>CT262/3.1</u> : Ouverture de maille de 630 µm |
| • <u>CT253/3.2</u> : Ouverture de maille de 90 µm | • <u>CT262/3.2</u> : Ouverture de maille de 710 µm |
| • <u>CT254/3.1</u> : Ouverture de maille de 100 µm | • <u>CT263/3.1</u> : Ouverture de maille de 800 µm |
| • <u>CT255/3.1</u> : Ouverture de maille de 125 µm | • <u>CT264/3.1</u> : Ouverture de maille de 1,00 mm |
| • <u>CT256/3.1</u> : Ouverture de maille de 160 µm | • <u>CT265/3.1</u> : Ouverture de maille de 1,25 mm |
| • <u>CT257/3.1</u> : Ouverture de maille de 200 µm | • <u>CT266/3.1</u> : Ouverture de maille de 1,60 mm |
| • <u>CT258/3.1</u> : Ouverture de maille de 250 µm | • <u>CT267/3.1</u> : Ouverture de maille de 2,00 mm |
| | • <u>CT268/3.1</u> : Ouverture de maille de 2,50 mm |
| | • <u>CT269/3.1</u> : Ouverture de maille de 3,15 mm |

Caractéristiques Techniques générales

- **Diamètre nominal du cadre** : 315 mm (offre une surface de tamisage optimale pour les gros volumes).
- **Hauteur utile** : 77 mm (permet une charge de matériau élevée lors du secouage).
- **Matériau du cadre** : Acier inoxydable haute résistance.
- **Matériau de la surface filtrante** : Toile tissée en acier inoxydable.
- **Type d'emboîtement** : Emboîtement standardisé (parfaitement compatible avec la colonne de tamis, couvercle et fond récepteur de diamètre 315 mm).
- **Poids** : Environ 1,5 kg.
- **Traçabilité & Qualité** : Chaque tamis comporte une identification individuelle unique gravée et est livré avec son certificat de conformité.
- **Conformité aux Normes** : ISO 3310-1 (Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 1 : tamis de contrôle en tissus métalliques) et NF EN 933-2 (Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats).

Conseils d'Entretien

- Utilisez exclusivement des brosses à poils souples (en nylon ou soie) adaptées aux toiles fines pour éliminer les grains coincés. Ne forcez pas avec des aiguilles métalliques pour ne pas déformer la toile.
- Nettoyez à l'eau chaude ou au bain à ultrasons avec un détergent neutre, puis séchez soigneusement avant stockage.

