


CALCIMÈTRE DIETRICH FRÜHLING
REF. CTR0570



Teneur en carbonate des granulats - Utilisé pour la détermination du taux de CaCO₃ spécialement dans le calcaire et la marne.

Comporte une verrerie où s'effectue la réaction entre le carbonate de calcium présent dans l'échantillon et une solution d'acide chlorhydrique.

Le volume de gaz (CO₂) dégagé est mesuré par un dispositif adéquat ; il est proportionnel à la teneur en CaCO₃ de l'échantillon.

Dimensions du calcimètre (assemblé) : 400 x 200 x 1100 mm

Poids : 12 kg.



contact@ctrmat.fr
www.ctrmat.fr

Photos et documents non contractuels